

USO DIARIO
UN SOLO USO

GUÍA DE
INSTRUCCIONES
PARA EL
PACIENTE

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

CE
2797

Esta guía de instrucciones al paciente se refiere a las siguientes lentes de contacto de marca ACUVUE®, que se enumeran individualmente en la **Tabla 1** siguiente y a las que se hace referencia como tales a menos que se indique lo contrario.

Tabla 1	Uso indicado y forma de uso		
	o diario: un solo uso	Material	Solución de envasado
Tipo de lente y nombre de la marca			
ACUVUE® Brand Contact Lenses Esféricas de un solo uso - tinte de visibilidad con filtro ultravioleta			
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	●	etafilcon A	1
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	●	etafilcon A	3
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses 4	●	narafilcon A	2
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	●	etafilcon A	3
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ 4	●	senofilcon A	2
ACUVUE® Brand Contact Lenses para ASTIGMATISMO de un solo uso - tinte de visibilidad con filtro ultravioleta			
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	●	etafilcon A	3
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	●	senofilcon A	2
ACUVUE® Brand Contact para PRESBICIA de un solo uso - con tinte de visibilidad y filtro Ultravioleta			
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses	●	etafilcon A	3

Solución de envasado

- 1 Salina tamponada de borato.
- 2 Salina tamponada de borato con éter metílico de celulosa.
- 3 Salina tamponada con povidona.

Contenido del material

- 4 El material de la lente contiene silicona y reúne los estándares de absorción UV de Clase 1 con una transmisibilidad a la radiación UVB (280-315nm) menor del 1% y al UVA (316-380nm) menor del 10%. Todos los demás productos de la marca ACUVUE® reúnen los estándares de absorción al UV de Clase 2 con una transmisibilidad al UVB menor del 5% y al UVA menor del 50%.

Los siguientes símbolos pueden aparecer en las etiquetas o cajas de ACUVUE® Brand Contact Lenses.

	Definition	Symbol	Definition
	Precaución, consulte el folleto de instrucciones	MID / M	"Media" Adición para cerca
	Fabricante	HGH / H	"Alta" Adición para cerca
	Utilizar antes de (Fecha de caducidad)	SH	NATURAL SHIMMER™
	Fecha de caducidad	SP	NATURAL SPARKLE™
LOT	Número de lote	N	NATURAL SHINE™
STERILE	Esterilización mediante vapor o calor seco	CE 2797	Símbolo de certificación del sistema de calidad
	No reutilizar (un solo uso)		Filtro ultravioleta
	No usar si el envase está dañado		Impuesto de gestión de residuos
DIA	Diámetro	RxOnly	ADVERTENCIA: la venta o pedido de este artículo está limitada a los profesionales del cuidado de la visión.
BC	Radio base		Orientación correcta de la lente
D	Dioptías (potencia de la lente)		Orientación incorrecta de la lente (lente invertida)
CYL	Potencia cilíndrica		"Marca de identificación" de los envoltorios y envases de papel
AXIS	Eje		"Marca de identificación" de los materiales compuestos
MAX ADD	Máxima Adición que puede ser corregida	EC REP	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
LOW/L	"Bajo" Adición para cerca		

Contenido

Introducción.....	5
Uso indicado	6
Forma de uso.....	7
Contraindicaciones.....	7
Advertencias: lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto.....	8
Reacciones adversas.....	9
Reconozca los problemas y qué hacer	10
Una rutina de limpieza	11
La solución de envasado.....	12
Inserción de las lentes	13
Colocación de la lente en el ojo	14
Centrado de la lente.....	15
Cómo actuar en caso de lente adherida (que no se mueve)	16
Cómo actuar en caso de lente seca (deshidratada).....	16
Extracción de las lentes.....	16
Si se le acaban las lentes.....	17
Instrucciones para los pacientes Présmatas (Monovisión y Multifocal).....	18
Otra información importante / Precauciones	19
Resumen.....	21
Reacciones adversas.....	22
Su prescripción	22

Introducción

Al igual que con cualquier lente de contacto, las lentes de contacto de marca ACUVUE® son productos sanitarios. El apoyo continuo de su profesional del cuidado de la visión para la revisión regular de los ojos es esencial para la protección a largo plazo de su salud y visión.

Para su salud ocular, es importante que sus lentes de contacto se usen solo según lo prescrito por su profesional del cuidado de la visión. Él o ella revisará con usted **todos los riesgos asociados con el uso de lentes de contacto** y brindará instrucciones para el manejo y cuidado de las lentes, incluido cómo abrir el embalaje de forma segura y fácil. También se te enseñará cómo aplicar y quitar correctamente las lentes. Este folleto reforzará esas instrucciones.

Si tiene alguna pregunta, siempre consulte a su profesional de la salud visual.

Uso indicado

Las lentes de contacto esféricas de marca ACUVUE® de un solo uso están indicadas en el uso diario para la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía en personas con ojos sanos que tengan hasta 1,00 D de astigmatismo.

1-DAY ACUVUE® DEFINE Brand Contact Lenses with LACREON® están también indicadas para alterar/realzar la apariencia del ojo.

Las lentes de contacto para astigmatismo de marca ACUVUE® de un solo uso están indicadas para el uso diario y la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía en personas con ojos sanos que tengan astigmatismo.

Las lentes de contacto para presbicia de marca ACUVUE de un solo uso están indicadas para el uso diario y la corrección óptica de errores refractivos de lejos y de cerca en personas que tengan presbicia con ojos sanos y que tengan 0,75D o menos de astigmatismo.

Las lentes de contacto de marca ACUVUE de un solo uso contienen un filtro UV que ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

ADVERTENCIA: Todas las lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Las lentes de contacto con filtro UV **NO** son sustitutivas de los protectores oculares contra los rayos ultravioleta tales como las gafas de protección o las gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Como norma se recomienda que siga utilizando protectores oculares contra los rayos ultravioleta.

Nota:

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es uno de los factores de riesgo asociado a las cataratas. La exposición se ve afectada por una serie de factores como las condiciones del entorno (la altitud, la geografía, la nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Las lentes de contacto con protección UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional del cuidado de la visión.

Forma de uso

Su profesional del cuidado de la visión determinará el esquema de uso apropiado basado en su historial y en el examen ocular.

Uso Diario - Desechable diaria

Todas las lentes de contacto de marca ACUVUE® de un solo uso prescritas para el uso diario de un solo uso (menos de 24 horas, sin usar durante el sueño) están indicadas para un único uso diario y, una vez retiradas, deben desecharse.

Las lentillas ACUVUE® para uso diario no han sido desarrolladas para usarse con limpiadores o sistemas de desinfección de lentes de contacto. Las lentes deben desecharse después de su uso. Comience cada periodo de uso con una lente nueva.

Contraindicaciones

No utilice las lentes de contacto desechables diarias ACUVUE® si presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Inflamación o infección en o alrededor de los ojos o los párpados.
- Alguna enfermedad ocular, daño o anomalía, que afecte a la cornea, conjuntiva o párpados.
- Alguna condición diagnosticada previamente que haga incómodo el uso de lentes de contacto.
- Ojo seco severo.
- Sensibilidad corneal reducida (hipoestesia corneal).
- Alguna enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o ser exacerbada por el uso de lentes de contacto.
- Reacciones alérgicas de la superficie ocular o los tejidos circundantes que puedan ser inducidas o exacerbadas por el uso de las lentes o de soluciones de mantenimiento.
- Alergia a algún ingrediente, como mercurio o Timerosal, en una solución que vaya a ser utilizada para el cuidado de las lentes de contacto.

- Alguna infección corneal activa (por bacterias, hongos, protozoos o virus).
- Si sus ojos están rojos o irritados.

Advertencias: lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto

Es esencial que siga las instrucciones de su profesional del cuidado de la visión para utilizar correctamente sus lentes de contacto. Se le informa de las siguientes advertencias con relación a las lentes de contacto:

- La marca de lentes de contacto Desechables Diarias Acuvue® están prescritas para uso diario y un solo uso. Los estudios han mostrado que el porte de lentes desechables diarias blandas de un solo uso reduce el riesgo de algunas complicaciones incluyendo incomodidad e inflamación que están asociadas con el cuidado y la manipulación de las lentes. Reutilizarlas puede conllevar a incrementar el riesgo de estos problemas.
- Los problemas con las lentes de contacto o los productos de mantenimiento pueden ocasionar lesiones serias en el ojo. Debe tener en cuenta que el uso y cuidado adecuados de las lentes de contacto y los productos, resulta esencial para un uso seguro de estos productos.
- Problemas oculares, incluidas úlceras corneales, se pueden desarrollar rápidamente y ocasionar una pérdida de visión.
- Diversos estudios han demostrado que el riesgo de problemas oculares, incluyendo la queratitis ulcerosa, es mayor.
- Cuando los pacientes de uso diario llevan las lentes durante la noche (al margen de la indicación aprobada), el riesgo de problemas oculares, incluyendo queratitis ulcerosa, es mayor que entre aquellos que no las utilizan por la noche†.

† New England Journal of Medicine, 21 de septiembre de 1989, 321 (12), pp 773-783.

- El riesgo general de problemas oculares, incluyendo la queratitis ulcerosa, puede verse reducido si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el cuidado de las lentes de contacto.
- Diversos estudios han demostrado que el riesgo de problemas oculares, incluyendo la queratitis ulcerosa, es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
- Si nota incomodidad ocular, lagrimeo excesivo, cambios en la visión, enrojecimiento ocular u otros problemas, debe quitarse las lentes inmediatamente y contactar lo antes posible con su profesional del cuidado de la visión.
- Es recomendable que visite a su profesional del cuidado de la visión con la frecuencia que éste le haya indicado.
- Procure **NO PONER** sus lentes de contacto en contacto con el **agua** durante la natación u otros deportes acuáticos o baños ya que esto puede incrementar el riesgo de infección seria del ojo por microorganismos y **conllevar a pérdida de visión**. Si las lentes se han sumergido en agua, el paciente debería desecharlas y reemplazarlas con un nuevo par. Consulte con su Profesional del Cuidado de la Visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realiza cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Reacciones adversas

Debe saber que cuando se llevan lentes de contacto, pueden aparecer los siguientes problemas:

- Picor, ardor o pinchazos en el ojo.
- Menos comodidad que cuando se puso la lente la primera vez en el ojo.
- Sensación de llevar algo dentro del ojo.
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos.
- Enrojecimiento ocular

- Problemas en los párpados
- Excesivo lagrimeo, secreciones oculares inusuales o enrojecimiento de los ojos.
- Se puede también producir mala visión, visión borrosa, arco iris o halos alrededor de los objetos, sensibilidad a la luz (fotofobia) u ojos secos, si usa las lentes continuamente o durante demasiado tiempo.

Si ocurre alguno de los síntomas anteriores, puede haber una condición seria del ojo como infección, úlcera corneal, neovascularización o iritis. Debería visitar inmediatamente a su Profesional de la visión para identificar y tratar el problema si fuera necesario para así evitar daños serios al ojo.

Reconocer problemas y qué hacer

Debe realizar un sencillo autoexamen al menos una vez al día.

Pregúntese lo siguiente:

1. ¿Qué sensación me producen las lentes?
2. ¿Qué aspecto tienen mis ojos?
3. ¿Sigo viendo bien?

Si observa algún problema, debe **QUITARSE INMEDIATAMENTE SU LENTE**.

Si el problema o la incomodidad cesan, deseche la lente y coloque una nueva lente en el ojo.

Si después de insertar la lente, el problema continúa, **QUÍTESE INMEDIATAMENTE LA LENTE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LOS OJOS**.

RECUERDE: LOS SÍNTOMAS SON SIGNOS DE ADVERTENCIA. EN CASO DE DUDA, QUÍTESELAS.

Una rutina de limpieza

Preparación de la lente para la inserción

La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de las lentes de contacto.

Establezca una rutina de higiene correcta para manipular sus lentes.

- **Siempre** lave sus manos a fondo con agua templada, un jabón suave, acláreselas cuidadosamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto, para reducir el riesgo de infección.
- No utilice cosméticos con base grasa, jabones que contengan cremas de limpieza, lociones ni cremas antes de manipular sus lentes. Es mejor ponerse las lentes antes de maquillarse. Normalmente, los cosméticos con base de agua son menos dañinos para las lentes que los productos con base de aceite.
- Mantenga los ojos cerrados cuando utilice laca u otros aerosoles.
- Siga siempre las instrucciones de este folleto y los consejos de su profesional del cuidado de la visión para la manipulación, inserción, extracción y uso correcto de sus lentes.
- No use nunca las lentes durante un período superior al prescrito.

La solución de envasado

Para abrir la caja, busque la solapa de apertura en la parte frontal y tire de ella hacia arriba para romper el sello.

Cada lente se encuentra en su propio envase, diseñado específicamente para mantener la esterilidad. Para cerrar la caja, cierre simplemente la solapa.

NO UTILIZAR si el blíster está abierto, dañado o ya ha pasado la fecha de caducidad que se muestra .

Confirme siempre los parámetros de la lente (por ejemplo, el diámetro (DIA), la curva base (BC), la potencia de la lente (D), etc.) impresos en el paquete y en el blíster de la lente individual que coincida con su receta. NO usar si hay una falta de coincidencia.

Para abrir un envase de lente individual, siga estos sencillos pasos:

1. Separe primero una lente de la tira de lentes. Tenga cuidado de no romper el sello de ninguno de los demás envases de lente.
2. Agite el envase para que la lente frote libremente en la solución.
3. Despliegue la solapa. En ocasiones, es posible que una lente se pegue al interior de la solapa o al propio envase. Esto no afectará a la esterilidad de la lente, que se puede utilizar con perfecta seguridad.
4. Manipule sus lentes con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar dañarlas con las uñas. Es útil mantenerlas cortas y cuidadas.
5. Saque la lente con cuidado deslizándola hacia arriba a lo largo de un lado del envase. No utilice nunca pinzas ni ninguna otra herramienta.

Inserción de las lentes

Para evitar confusiones, acostúmbrese a ponerse siempre primero la lente del ojo derecho.

Antes de insertar la lente, verifique que sea una sola lente húmeda y limpia que está libre de mellas o desgarros. Si aparece dañado, tíralo y usa la siguiente lente.

Compruebe que la lente no se haya invertido.

Coloque la lente en la punta del dedo índice y examine su perfil. La lente debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un cuenco. Si los bordes de la lente tienden a apuntar hacia fuera, la lente está invertida. Otro método consiste en apretar suavemente la lente entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben inclinarse hacia dentro. Si la lente está invertida, los bordes se inclinarán ligeramente hacia fuera.



✓ Correcto



✗ Incorrecto

O bien

Colóquese la lente en la punta del dedo índice y, mirando a la lente, busque los números 123. 1-2-3 indica la orientación correcta, mientras que 1-2-3 invertidos indica que la lente está invertida. Si la lente está invertida (1-2-3 invertidos), invierta la lente y busque de nuevo los números para confirmar que la orientación de la lente es la correcta. Consulte la **Tabla 1** para ver los productos que tienen el indicador de inversión 123.

Nota:

Si necesita aclarar la lente antes de colocársela en el ojo, utilice solamente solución de aclarado estéril, nueva, tal como le recomiende su profesional del cuidado de la visión.

NO UTILICE NUNCA AGUA DEL GRIFO.

Colocación de la lente en el ojo

1. Recuerde empezar por el ojo derecho. Una vez que haya examinado la lente y tenga la seguridad de que no está invertida, colóquesela en la punta del dedo índice.

2. Coloque el dedo medio de la misma mano cerca de las pestañas inferiores y tire hacia abajo del párpado inferior.

3. Utilice el dedo índice o el dedo medio de la otra mano para levantar el párpado superior y coloque la lente en el ojo.



4. Suelte suavemente ambos párpados y parpadee.

5. Repita estos pasos para la lente izquierda.

Hay otros métodos para la colocación de las lentes. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional del cuidado de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Centrado de la lente

Habitualmente, la lente se centra por sí misma automáticamente en el centro del ojo al insertarla y es muy raro que se desplace al blanco del ojo durante el uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la inserción y la extracción no se realizan correctamente. Para centrar una lente, siga cualquiera de estos métodos:

a. Cierre los párpados y masajee suavemente la lente a través del párpado cerrado para llevarla hasta su lugar.

O bien

b. Dirija suavemente la lente descentrada hasta el centro del ojo mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

Nota:

Si la visión se vuelve borrosa después de insertar la lente, compruebe lo siguiente:

- Puede que la lente no esté centrada en el ojo. Consulte las instrucciones anteriores.
- Si la lente está en la posición correcta, extraígalas y busque lo siguiente:
 - a. Cosméticos o aceites en la lente. Deseche la lente e inserte una nueva.
 - b. Puede que la lente esté en el ojo equivocado.
 - c. Puede que la lente esté invertida, lo que además haría que fuera menos cómoda de lo normal.

Cómo actuar en caso de lente adherida (que no se mueve)

Si se le adhiere una lente al ojo, es posible que su profesional del cuidado de la salud le prescriba una solución lubricante o humectante. De este modo puede humectar las lentes mientras las usa, para que resulten más cómodas. Aplique simplemente unas gotas y espere hasta que la lente comience a moverse libremente sobre el ojo. Si esto no resuelve el problema, consulte a su profesional del cuidado de la visión

INMEDIATAMENTE.



Cómo actuar en caso de lente seca (deshidratada)

Si cualquier lente de contacto de marca ACUVUE® está fuera del ojo y expuesta al aire durante un período prolongado de tiempo, es posible que su superficie se seque y se vuelva quebradiza gradualmente. Si esto ocurre, deseche la lente y utilice una nueva.

Extracción de las lentes

Quítese siempre primero la misma lente.

Enjuague con jabón y agua tibia, aclare y seque sus manos cuidadosamente y siga las mismas reglas de higiene ya descritas en "Una rutina de limpieza".

Precaución:

Asegúrese siempre de que la lente esté en el centro del ojo antes de intentar extraerla.

Para determinar si es así, cubra el otro ojo y, si la visión es borrosa, la lente estará en el blanco del ojo o no estará ni siquiera en el ojo. Para buscar la lente, inspeccione el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A

continuación, inspeccione el área inferior tirando hacia abajo del párpado inferior.

Cuando encuentre la lente, puede extraerla utilizando el método de pellizco o cualquier otro método recomendado por su profesional del cuidado de la visión.

El método de pellizco

1. Mire hacia arriba y deslice la lente hacia abajo hasta el blanco del ojo utilizando el dedo índice.
2. Pellizque suavemente la lente entre el pulgar y el índice, y extraiga la lente.



Si se le acaban las lentes

Es importante asegurarse de tener siempre un suministro adecuado de lentes de repuesto.

Para evitar que se le agoten, deberá dejar tiempo suficiente para hacer el pedido y recoger las lentes de repuesto de su profesional del cuidado de la visión.

Dado que las lentes de contacto de marca ACUVUE® están recomendadas solo para un único uso diario, cuando se utilizan de esta manera no se necesita ningún producto de mantenimiento (aparte de soluciones para aclarado o rehumectación).

Si se le agotan las lentes por cualquier motivo, deberá usar sus gafas.

Aunque las lentes de contacto de marca ACUVUE® sean su método preferido para corrección de la visión, las gafas son un elemento de respaldo esencial para todos los usuarios de lentes de contacto.

Instrucciones para los pacientes Présbitas (Monovisión y Multifocal)

Si su profesional del cuidado de la visión le explica que necesita corrección de monovisión o multifocal, debe tener en cuenta lo siguiente:

Como ocurre con cualquier tipo de corrección mediante lentes, puede que haya un compromiso visual.

En algunos casos, las lentes de monovisión y multifocales pueden reducir la agudeza visual y la percepción de profundidad para las tareas cercanas y a distancia. Algunos pacientes tienen dificultades para adaptarse a ello.

Los síntomas, tales como visión levemente borrosa y la visión variable, pueden desaparecer en breve o durar varias semanas, mientras los ojos aprenden a adaptarse. Cuanto más tiempo persistan estos síntomas, peores serán sus probabilidades de adaptarse correctamente.

Durante este período, es aconsejable utilizar estas lentes solo en situaciones familiares que no sean visualmente exigentes. Por ejemplo, hasta que los ojos se hayan adaptado, es buena idea evitar conducir.

Puede que algunos pacientes necesiten además usar gafas sobre sus lentes para obtener la visión más clara posible para tareas críticas.

- En algunos casos, los pacientes nunca estarán completamente cómodos cuando haya poca luz, por ejemplo al conducir de noche. Si ocurre así, es posible que le prescriban lentes adicionales para poder corregir ambos ojos cuando se necesite una visión más nítida a distancia.
- La decisión de equiparse con lentes de monovisión o multifocales debe tomarse siempre después de una consulta detallada con un profesional del cuidado de la salud.
- Debe seguir los consejos que reciba para facilitar la adaptación a las lentes de monovisión o multifocales. Además, siempre debe discutir en profundidad las dudas o problemas que tenga durante y después del período de adaptación.

Otra información importante

Precauciones

Si observa algún problema, debe QUITARSE INMEDIATAMENTE SU LENTE. Si el problema o la incomodidad cesan, deseche la lente y coloque una nueva lente en el ojo.

Para su salud ocular, es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de manejo, inserción, extracción y uso que se encuentran en este folleto, así como las prescritas por su profesional **(consulte "Una rutina de limpieza", "Inserción de sus lentes" y "Extracción de sus lentes")**.

- Antes de abandonar la consulta de su profesional del cuidado de la visión, asegúrese de que es capaz de quitarse las lentes.
- **NO** toque sus lentes de contacto con los dedos o las manos si no están completamente limpias porque se pueden producir pequeños arañazos que causen una mala visión y/o daños en el ojo.
- Manipule siempre las lentes cuidadosamente y evite que se le caigan.
- Quítese las lentes inmediatamente si se le enrojecen o se le irritan los ojos.
- Informe a todos sus médicos que es portador de lentes de contacto.
- Busque siempre el consejo de su profesional del cuidado de los ojos antes del uso de cualquier medicamento o gotas para los ojos
- Cuando se llevan lentes de contacto que alteren el color de sus ojos, puede notar diferencias temporales en la visión debido a la presencia del color de la lente, especialmente en condiciones de baja luminosidad. Si persisten estas diferencias en la visión cuando lleve 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® es importante que consulte con su profesional de la visión.
- Ciertos medicamentos, tales como antihistamínicos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares,, tranquilizantes y los tratamientos que previenen el mareo, pueden causar sequedad ocular, mayor

sensación de llevar lentes o visión borrosa. Si experimenta cualquier problema, consulte a su médico.

- Si algún producto químico le salpica los ojos: **LÁVESE INMEDIATAMENTE LOS OJOS CON AGUA DEL GRIFO. PÓNGASE EN CONTACTO SIN DEMORA CON SU PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA VISIÓN O ACUDA AL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MÁS CERCANO.**
- Las usuarias de anticonceptivos orales podrían experimentar cambios visuales o cambios en la tolerancia de las lentes. Su profesional del cuidado de la visión le aconsejará sobre este problema.
- Como ocurre con cualquier lente de contacto, las revisiones oculares periódicas son esenciales para mantener la visión sana.
- No cambie su tipo de lente (por ejemplo, nombre de la marca, etc.) o parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, potencia de la lente, etc.) sin consultar a su profesional de la visión.
- No permita nunca que nadie más utilice sus lentes. Se han prescrito para adaptarse a su ojo y para corregir su visión hasta el grado necesario. Compartir lentes aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.
- No utilice saliva ni nada que no sean soluciones para lubricar o rehumedecer sus lentes recomendadas. No ponga las lentes en su boca.
- Para una visión cómoda y sana, es importante utilizar ACUVUE® Brand Contact Lenses solo como lo prescriba su profesional del cuidado de la visión. Estas lentes se recomiendan exclusivamente para un solo uso diario. Después del uso, las lentes deben desecharse. Este folleto le servirá como recordatorio de estas instrucciones.
- Su profesional del cuidado de la visión debe mantenerse plenamente informado acerca de su historial y recomendará una lente y un sistema de cuidado específico para sus necesidades.
- Mientras lleve puestas las lentes, evite todos los humos y vapores nocivos o irritantes.

- Informe siempre en su trabajo de que es usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden requerir algún tipo de protección ocular o que no se utilicen lentes de contacto.
- Si tiene alguna pregunta, diríjase siempre a su profesional del cuidado de la visión.

Resumen

Como ocurre con cualquier tipo de lentes de contacto, existen directrices básicas que hay que seguir para proteger y mejorar la visión.

- Siga siempre las instrucciones que le damos para el uso seguro de las lentes. Las revisiones periódicas son importantes para mantener el máximo rendimiento y una visión sana.
- Para el uso seguro de las lentes es fundamental un alto nivel de higiene.
- **NUNCA** duerma con las lentes puestas. Quíteselas cada noche.
- Solo debe colocarse en el ojo lentes nuevas y estériles.
- **NUNCA** las enjuague con agua del grifo, ya que puede contener muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes y pueden conducir a la infección ocular y/o lesiones.
- **NUNCA** use las lentes durante un período superior al prescrito.
- Si experimenta algún problema, tal como enrojecimiento o irritación del ojo, o visión borrosa, quítese **INMEDIATAMENTE** las lentes y póngase en contacto con su profesional del cuidado de la visión.
- Tenga siempre a mano un par de gafas para evitar la tentación de usar las lentes cuando deba quitárselas. Aunque las lentes de contacto pueden ser su método de corrección preferido, las gafas son un elemento de respaldo esencial.

Como usuario de ACUVUE® Brand Contact Lenses, pronto notará sus ventajas sobre las gafas u otras lentes de contacto.

Para obtener las máximas ventajas y el mejor rendimiento, es importante que entienda lo importante que es seguir estas directrices.

Solo debe usar sus lentes después de haber seguido los consejos que le dé su profesional del cuidado de la visión y los que contiene este folleto.

Reacciones adversas

Cualquier reacción adversa que experimente durante el uso de ACUVUE® Brand Contact Lenses debe comunicarse a su profesional del cuidado de la visión, quien después informará directamente al fabricante.

Su prescripción

Lentes de contacto de marca ACUVUE®.

Lente derecha:

Potencia y radio base (cilindro y eje si es relevante).

--

Lente izquierda:

Potencia y radio base (cilindro y eje si es relevante).

--

SE LE HAN PRESCRITO ACUVUE® BRAND CONTACT LENSES PARA USO DIARIO, DE UN SOLO USO.

Si tiene alguna duda o pregunta, llame a su profesional del cuidado de la visión.

Dirección y número de teléfono de su profesional del cuidado de la visión:

--

Las visitas periódicas a su profesional del cuidado de la visión son importantes para una visión clara y sana.

Visitas regulares:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

Fabricante:

Consulte el envase para ver el lugar de fabricación.



USA

Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida
32256
USA

IRELAND


Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

EC REP

Representante autorizado en la UE

AMO Ireland
Block B, LiffeyValley Office Campus
Garryvale, Co. Dublin,
Ireland

www.acuvue.es



I N O O O 4 3 8

Uso diario: un solo uso

PIG (Español)

IN000438

© Johnson & Johnson S.A. 2019.

ACUVUE® Brand Contact Lenses, ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses 1-Day, 1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses, 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses, HydraLuxe™, 1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses y LACREON® son marcas registradas cuyos derechos de propiedad y/o uso corresponden a Johnson & Johnson, S.A. © Johnson & Johnson S.A.

Fecha de revisión: Abril 2019